

Modèle 04

**Masque Barrière Catégorie 1
«UNS1» filtration 1micron à 95%
(tests réalisés par la DGA)**

Identification du lot

Ces masques ont été réalisés dans nos ateliers à la demande de la DGE et d'établissements de santé type cliniques privées et EHPAD.

Le modèle a été dessiné par l'IFTH selon la SPEC AFNOR S76-00.

Il n'est pas FFP2. Il est dit «Alternatif FFP2» et filtre 95% des particules jusqu'à 1 micron, performances comparables à un masque type chirurgical de niveau 1 (test réalisé par la DGA).

Il est classifié «Usage Non-Sanitaire catégorie 1» par la DGE.

Notre société étant membre du «Groupement Masques» de la Filière Mode & Luxe nous sommes en contact quotidien avec la DGA et de l'IFTH pour suivre au plus près leurs recommandations.

Nous mettons à disposition nos ateliers de confection pour les aider dans le combat et contribuer à l'effort national. Nos délais dépendent des commandes en cours.

Vous pouvez envoyer un mail à masques@noyoco.com pour toutes demandes d'informations.

Notre société est mobilisée pour vous aider à faire face :

NOYOCO Studio SAS
17 rue Rousselet 75007 Paris
SIRET: 81913505400016

Manipulation

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;

Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ;

Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;

Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;

Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et changer de masque toutes les 4h, quel que soit son état.

Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Composition

100% coton (extérieur) / 100% polypropylène (intérieur).

Lavage

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

- Lavage en machine ménager à 60°C pendant 30min avec détergent classique. Essorage 800 tours / min. Séchage en tambour.

- Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé un minimum de 10 fois, mais l'expérience indique une durée d'environ 30 lavages. Autre information concernant l'entretien : résiste au repassage 120°C

Stockage

Masques non-utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation

Ce masque est adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

plus d'infos sur:

www.anses.fr

www.entreprises.gouv.fr

www.defense.gouv.fr/dga